




NB Laborseminar Ellwangen 2023

Ammonium-N / LCK 305




| | Maßeinheit | Sollwert | Toleranz | Anzahl Labors | Gesamtmittelwert | Streuung |
|----------|------------|----------|----------|---------------|------------------|----------|
| Lösung 1 | mg/l | 2,2 | 0,2 | 414 | 2,254 | 0,1229 |
| Lösung 1 | mg/l | 3,3 | 0,3 | 362 | 3,355 | 0,1298 |
| Lösung 3 | mg/l | 5 | 0,5 | 854 | 5,029 | 0,1954 |


NB Laborseminar Ellwangen 2023

Nitrat-N / LCK 340


Lösung 1



Lösung 2



Lösung 3



| | Maßeinheit | Sollwert | Toleranz |
|----------|------------|----------|----------|
| Lösung 2 | mg/l | 16 | 1,6 |
| Lösung 3 | mg/l | 25 | 2 |

| Anzahl Labors | Gesamtmittelwert | Streuung |
|---------------|------------------|----------|
| 307 | 15,68 | 0,6544 |
| 732 | 24,6 | 0,9727 |