

Ergebnisliste des HACH LANGE Nachbarschaftsringversuch
NB RV Neckarwestheim 2023

| Ammonium Teilnehmer | LCK 305 Sollwert in mg/L | |
|------------------------|--------------------------|--------------|
| | Standard | Lösung A |
| | 5 +/- 0,5 | 2,2 +/- 0,22 |
| 1 | 5,18 | 2,28 |
| 2 | 5,10 | 2,20 |
| 3 | 5,05 | 2,15 |
| 4 | 5,00 | 2,20 |
| 5 | 4,93 | 2,11 |
| 6 | 4,95 | 2,20 |
| 7 | 5,32 | 2,38 |
| 8 | 5,00 | 2,15 |
| 9 | 4,90 | 2,10 |
| 10 | 5,05 | 2,20 |
| 11 | 5,24 | 2,26 |
| 12 | 5,05 | 2,20 |
| 13 | 5,05 | 2,20 |
| 14 | 4,95 | 2,10 |
| 15 | 5,10 | 2,15 |
| 16 | 5,32 | 2,35 |
| 17 | 5,00 | 2,35 |
| 18 | 5,33 | 2,32 |
| 19 | 4,95 | 2,20 |
| 20 | 5,24 | 2,24 |
| 21 | 5,10 | 2,20 |
| 22 | 4,95 | 2,10 |